



МЕДТЕХНОЦЕНТР

Республиканское унитарное предприятие



КРОВАТИ


КАТАЛКИ

КУШЕТКИ



www.medtc.by

КРОВАТИ МЕДИЦИНСКИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ КФЭ



Габаритные размеры:

ГКСН 151.00.000.000-10÷40 = 2190 x 935 x 870 мм (140 кг);
ГКСН 151.00.000.000-01.01÷30 = 2190 x 985 x 870 мм (146 кг);
ГКСН 151.00.000.000-02.01÷30 = 2190 x 1035 x 870 мм (156 кг).

Габаритные размеры ложа кровати, не более:

ГКСН 151.00.000.000-10÷40 = 2000x800 мм;
ГКСН 151.00.000.000-01.01÷30 = 2000x850 мм;
ГКСН 151.00.000.000-02.01÷30 = 2000x900 мм.

Дополнительная комплектация:

- ограждения боковые (два или четыре);
- матрац медицинский влагонепроницаемый;
- матрац медицинский влагонепроницаемый с противопролежневой системой;
- матрац медицинский влагонепроницаемый с пассивным противопролежневым эффектом;
- поручень для самоподнимания;
- штатив для длительных вливаний;
- планшет для информации;
- держатель мочеприёмного мешка;
- столик для кровати;
- держатель рентгеновских кассет;
- пульт управления (один или два либо один пульт и одна панель управления).



КРОВАТИ МЕДИЦИНСКИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КФ



Габаритные размеры:

ГКСН 103.00.000.000-00.(01÷50) = 140x895x920 мм

ГКСН 103.00.000.000-01.(01÷50) = 2140x945x920 мм

ГКСН 103.00.000.000-02.(01÷50) = 2140x995x920 мм

Габаритные размеры ложа:

ГКСН 103.00.000.000-00.(01÷50) = 2000x800 мм

ГКСН 103.00.000.000-01.(01÷50) = 2000x850 мм

ГКСН 103.00.000.000-02.(01÷50) = 2000x900 мм

Дополнительная комплектация:

- два боковых ограждения;
- штатив для длительных вливаний;
- держатель мочеприемного мешка;
- поручень для самоподнимания;
- матрас влагонепроницаемый ММВ 01;
- полка;
- планшет для отображения информации.



КРОВАТИ ДЕТСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ С ОГРАЖДЕНИЕМ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО 3 ЛЕТ



Габаритные размеры ложе кровати, не более:

1200x600 мм.

Габаритные размеры кровати (без навесного оборудования), не более:

1480x675x1050 мм.

Дополнительная комплектация:

- штатив для длительных вливаний;
- матрас влагонепроницаемый ММВ 01.



КРОВАТИ ДЕТСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ С ОГРАЖДЕНИЕМ ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 3 ДО 7 ЛЕТ



Габаритные размеры ложе кровати, не более:

1400x600 мм.

Габаритные размеры кровати (без навесного оборудования), не более:

1677x646x700 мм.

Дополнительная комплектация:

- штатив для длительных вливаний;
- матрас влагонепроницаемый ММВ 01.



ТЕЛЕЖКА-КАТАЛКА ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ТКСП-1



Дополнительная комплектация:

- платформа (основание);
- переднее и заднее поворотное шасси на колесных опорах;
- пара направляющих колес спереди;
- механизм фиксации соответственно переднего и заднего шасси;
- узлы управления функциями изделия;
- носилки съемные;
- боковые ограждения;
- механизм фиксации съемных носилок;
- матрац;
- приемное устройство (поставляется по согласованию с заказчиком).



КАТАЛКА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ПАЦИЕНТОВ (МОДЕЛЬ КПП)



Основные параметры и размеры:

Диаметр поворотного колеса: 200 мм.

Система блокировки: центральный тормоз.

Максимальное усилие, необходимое для перемещения каталки с максимальной нагрузкой на колёсах по твёрдому горизонтальному покрытию: 120 Н (12кг).

Угол наклона секции опоры спины: от 0° до 90°.

Угол Тренделенбурга: от 0° до 18°.

Угол Антитренделенбурга: от 0° до 18°.

Диапазон подъёма ложа каталки при ходе гидропривода, не более: 300 мм.

Минимальная высота ложа каталки: 560±5 мм

Максимальная высота ложа каталки: 860±5 мм

Привод подъёма ложа каталки: гидравлический.

Привод подъёма секции опоры спины: пневматический.

Боковые ограждения: опускаемые.

Высота ограждения над уровнем матраца, не более: 290 мм.

Высота матраца, не менее: 50 мм.

Номинальная нагрузка на каталку: 1600 Н (160 кг).

Габаритные размеры каталки (указана высота в нижнем положении, ограждения ручки транспортировки опущены), не более: 2000x715x560 мм

Масса каталки, не более: 95 кг



КАТАЛКА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ПАЦИЕНТОВ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ВЫСОТОЙ ЛОЖА (МОДЕЛЬ КПП2)



Габаритные размеры, не менее:

2000x700x600 мм

Комплектация:

- два боковых ограждения;
- штатив для длительных вливаний;
- матрац;
- ремни фиксации пациента;
- отбойники по боковым сторонам каталки.



КАТАЛКА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ПАЦИЕНТОВ СО СЪЕМНЫМ ЛОЖЕМ (МОДЕЛЬ КПП5)



Габаритные размеры, не менее:

2000x675x800 мм.

Комплектация:

- два боковых ограждения;
- штатив для длительных вливаний;
- матрац;
- ремни фиксации пациента;
- отбойники по боковым сторонам каталки.



КУШЕТКИ ДЛЯ ОСМОТРА И ПРОЦЕДУРНЫЕ



Габаритные размеры, не более:

Кушетка процедурная (КП) М248.000.000-10÷20 = 1950x610x550 мм

Кушетка для осмотра (КО-1) М330.000.000-10÷20 = 2000x675x750 мм

Кушетка для осмотра (КО-2) М330.000.000-01.01÷10 = 2000x675x550 мм

Кушетка для осмотра (КО-3) М330.000.000-02.01÷10 = 2000x675x650 мм



НАБОР МЕБЕЛИ ДЛЯ МАССАЖНОГО КАБИНЕТА



Входит в состав:

- кушетка массажная P2070.10.000.00-01;
- стол массажный для рук P2070.20.000.000-01;
- лесенка к кушетке массажной P2070.30.000.000-01;
- валик большой P2070.40.000.000;
- валик малый P2070.50.0000.000;
- табурет винтовой P2030.000.000-02;
- табурет P1877.000.000-01.





МЕДТЕХНОЦЕНТР

Республиканское унитарное предприятие



220037, Республика Беларусь,
г.Минск, ул. Ботаническая, 16
тел./факс 395-86-26
www.medtc.by
info@medtc.by
markt@medtc.by

