

**МЕДТЕХНОЦЕНТР**

Республиканское унитарное предприятие

# СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ



[www.medtc.by](http://www.medtc.by)

## MT SMILE C-200



Стоматологическая установка с нижней подачей MT Smile C-200 – универсальное медицинское оборудование высокого качества. Товар сертифицирован, многофункционален, безопасен и надежен.

Стоматологическая установка MT Smile C-200 отличается высокой эргономикой, изготовлена для установки в стоматологических кабинетах и клиниках.

### Оборудование укомплектовано:

- удобным электромеханическим раскладным стоматологическим креслом;
- водным блоком;
- встроенным стоматологическим оборудованием;
- сенсорным диодным светильником;
- стулом для стоматолога;
- местом ассистента (дополнительная комплектация).



## MT SMILE C-200



### Особенности MT Smile C-200:

- надежность узлов и механизмов;
- электронно-механическое управление;
- доступная стоимость;
- функциональное кресло с регулируемой спинкой, опорой для головы и подлокотниками;
- бесшумно работающий электромотор на 24 В;
- гидроблок с емкостью для дистиллированной воды;
- плевательница, проворачивающаяся на 90 градусов;
- встроенный врачебный модуль;
- омыватель для плевательницы;
- встроенные фильтры воды и воздуха;
- функция автовозврата кресла в исходное положение;
- встроенные высоко- и низкоскоростные наконечники;
- подогреватель воды;
- управление креслом с блока ассистента врача;
- пневмотормоз столика врача (регулировка по высоте).


## MT SMILE C-350



Стоматологическая установка с нижней подачей MT Smile C-350 – универсальное медицинское оборудование высокого качества. Товар сертифицирован, многофункционален, безопасен и надежен. Стоматологическая установка MT Smile C-350 отличается наличием мобильного столика врача и повышенным качеством используемых материалов.

### Оборудование укомплектовано:

- удобным электромеханическим раскладным стоматологическим креслом;
- водным блоком;
- встроенным стоматологическим оборудованием;
- сенсорным диодным светильником;
- стулом для стоматолога;
- местом ассистента (дополнительная комплектация).




## MT SMILE C-350



### Особенности MT Smile C-350:

- литая алюминиевая рама;
- электронно-механическое управление с памятью до 9 программ;
- вращающийся корпус;
- функциональное кресло с регулируемой спинкой, опорой для головы и подлокотниками;
- регулировка столика врача по высоте;
- гидроблок с емкостью для дистиллированной воды;
- повышенное качество отделки;
- плевательница, проворачивающаяся на 90 градусов;
- омыватель для плевательницы;
- встроенные фильтры воды и воздуха;
- функция автовозврата кресла в исходное положение;
- встроенные высоко- и низкоскоростные наконечники;
- подогреватель воды;
- управление креслом с блока ассистента врача;
- большой экран негатоскопа.

## MT SMILE C-450




Стоматологическая установка с нижней подачей MT Smile C-450 – универсальное медицинское оборудование высокого качества. Товар сертифицирован, многофункционален, безопасен и надежен.

Стоматологическая установка MT Smile C-450 отличается повышенным качеством используемых материалов.

### Оборудование укомплектовано:

- удобным электромеханическим раскладным стоматологическим креслом;
- водным блоком;
- встроенным стоматологическим оборудованием;
- сенсорным диодным светильником;
- стулом для стоматолога;
- местом ассистента (дополнительная комплектация).



## MT SMILE C-450



### Особенности MT Smile C-450:

- электронно-механическое управление с памятью до 9 программ;
- вращающийся корпус;
- функциональное кресло с регулируемой спинкой, опорой для головы и подлокотниками;
- отображение рабочего давления воздуха;
- гидроблок с емкостью для дистиллированной воды;
- повышенное качество отделки;
- плевательница, проворачивающаяся на 90 градусов;
- встроенный врачебный модуль;
- омыватель для плевательницы;
- встроенные фильтры воды и воздуха;
- функция автовозврата кресла в исходное положение;
- встроенные высоко- и низкоскоростные наконечники;
- подогреватель воды;
- управление креслом с блока ассистента врача;
- пневмотормоз столика врача (регулировка по высоте);
- большой экран негатоскопа.

## MT SMILE C-600



Стоматологическая установка с нижней подачей MT Smile C-600 – универсальное медицинское оборудование высокого качества.




Стоматологическая установка MT Smile C-600 отличается анатомической конфигурацией кресла, специально разработанной для детей и мобильным столиком врача. Рекомендованный возраст – до 12 лет.

### Оборудование укомплектовано:

- удобным электромеханическим раскладным стоматологическим креслом;
- водным блоком;
- игровой формой дизайна установки;
- встроенным стоматологическим оборудованием;
- сенсорным диодным светильником;
- стулом для стоматолога;
- местом ассистента (дополнительная комплектация).



## MT SMILE C-600



### Особенности MT Smile C-600:

- электронно-механическое управление;
- анатомическая конфигурация кресла, специально разработанная для детей;
- бесшумно работающий электромотор на 24 В;
- гидроблок с емкостью для дистиллированной воды;
- плевательница, проворачивающаяся на 90 градусов;
- встроенный врачебный модуль;
- омыватель для плевательницы;
- встроенные фильтры воды и воздуха;
- функция автовозврата кресла в исходное положение;
- встроенные высоко- и низкоскоростные наконечники;
- подогреватель воды;
- управление креслом с блока ассистента врача;
- большой экран негатоскопа.

### MT SMILE C-200



- вращающийся блок;
- вращающаяся керамическая плевательница;
- сенсорная светодиодная подсветка;
- обычная система управления кнопками.

Разъем для высокоскоростного наконечника 2 комп.  
Разъем для низкоскоростного наконечника 1 комп.  
Пистолет "вода-воздух"  
Светодиодный сенсорный светильник 1 комп.  
Монитор 1 шт.  
Слюноотсос 1 комп.  
Пылесос

Вращающаяся плевательница 1 комп.  
Встроенная система очистки воды 1 комп.  
Бесшумный двигатель постоянного тока 24 В 1 комп.  
Устойчивая к санобработке подушка и спинка кресла  
Стул врача 1 шт

### MT SMILE C-350



- вращающийся красочный блок;
- вращающаяся керамическая плевательница;
- сенсорная светодиодная подсветка;
- сенсорная ЖК-система управления;
- алюминиевая спинка;
- мобильный столик врача.

Разъем для высокоскоростного наконечника 2 комп.  
Разъем для низкоскоростного наконечника 1 комп.  
пистолет "вода-воздух"  
Светодиодный сенсорный светильник 1 комп.  
Монитор 1 шт.  
Сенсорная система управления с 9 режимами памяти 1 комп.  
Слюноотсос 1 комп.  
Пылесос

Вращающаяся плевательница 1 комп.  
Встроенная система очистки воды 1 комп.  
Бесшумный двигатель постоянного тока 24 В (подушка Lether / эргономичное кресло) 1 комп.  
Устойчивая к санобработке подушка и спинка кресла  
Стул врача 1 шт.

### MT SMILE C-450

- блок с фиксированным полом;
- вращающаяся керамическая плевательница;
- светодиодный датчик;
- сенсорная ЖК-система управления;
- алюминиевая спинка;
- подсветка для имплантата.



Разъем для высокоскоростного наконечника 2 комп.  
Разъем для низкоскоростного наконечника 1 комп.  
Пистолет «вода-воздух»  
Светодиодный сенсорный светильник 1 комп.  
Сенсорная система управления с 9 режимами памяти 1 комп.  
Слюноотсос 1 комп.  
Пылесос

Вращающаяся плевательница 1 комп.  
Встроенная система очистки воды 1 комп.  
Бесшумный двигатель постоянного тока 24 В  
(подушка Lether / эргономичное кресло) 1 комп.  
Устойчивая к санобработке подушка и спинка кресла  
Стул врача 1 шт

### MT SMILE C-600

- вращающийся блок;
- вращающаяся керамическая плевательница;
- сенсорная светодиодная подсветка;
- мобильный столик врача;
- красочный дизайн.



Разъем для низкоскоростного наконечника 1 комп.  
Пистолет «вода-воздух»  
Светодиодный сенсорный светильник 1 комп.  
Монитор 1 шт.  
3 программы памяти 1 комп.  
Слюноотсос 1 комп.  
Пылесос

Вращающаяся плевательница 1 комп.  
Встроенная система очистки воды 1 комп.  
Бесшумный двигатель постоянного тока 24 В 1 комп.  
Устойчивая к санобработке подушка и спинка кресла  
Стул врача 1 шт.



## **МЕДТЕХНОЦЕНТР**

Республиканское унитарное предприятие



**220037, Республика Беларусь,  
г.Минск, ул. Ботаническая, 16  
тел./факс 395-86-26  
[www.medtc.by](http://www.medtc.by)  
[info@medtc.by](mailto:info@medtc.by)  
[markt@medtc.by](mailto:markt@medtc.by)**



PVC0



PVC6



SXP1



SXP6



PVC1



PVC8



SXP2



SXP7



PVC3



PVC9



SXP3



SXP9



PVC4



PVC10



SXP4



SXP10



PVC5



PVC11



SXP5



SXP11